


Anti-Dbi-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P07108

Artikelnummer: CM0005272



Einführung

Humaner DBI (ACBP)-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt ein 10–12 kDa Band, geeignet für die Untersuchung des Acyl-CoA-Stoffwechsels und der GABAA-Rezeptor-Modulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DBI-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Spezies	Mensch
GeneID	1622
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-104 von humanem DBI enthält. (NP_001171513.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07108
Proteingewicht	10-12 kDa
Versand	Eistasche