

Anti-Dbi Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P31786

Artikelnummer: CM0027073

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-DBI (Acyl-CoA-bindendes Protein/Diazepam-Bindungsinhibitor), validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Erkennt endogenes DBI in Maus- und Rattengeweben. Ideal für die Erforschung von Lipidtransport und GABA-Rezeptor-Modulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DBI Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EP; Acbp; ACBD1; Endozepin
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	1622
Gen-ID (Maus)	13167
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-87 von Maus-DBI (NP_031856.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P31786
Protein-Gewicht	10-12 kDa
Versand	Eistasche