


## Anti-Dbi Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P07108

Artikelnummer: CM0026543



### Einführung

Hochaffiner Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschlichen Diazepam-bindenden Inhibitor (DBI/ACBP), validiert für WB, IP und ELISA; detektiert eine Bande von 10-12 kDa; kreuzreagiert mit menschlichem DBI; geeignet für Forschung zu Lipidstoffwechsel, Neuropeptid-Signalgebung und intrazellulärem Acyl-CoA-Transport.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DBI Kaninchen pAb                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| GenID (Mensch)    | 1622                                                                                                                             |
| GenID             | 1622                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-104 von menschlichem DBI (NP_001171513.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IP, ELISA                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                           |
| SWISS             | P07108                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 10-12 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |