


Anti-Dbnl-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uju6

Artikelnummer: CM0016138



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DBNL (HIP-55, SH3P7), validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. DBNL ist an der Reorganisation des Aktinzytoskeletts, der Endozytose und der T-Zell-Aktivierung beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DBNL-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ABP1; HIP55; SH3P7; HIP-55; DBNL
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	28988
GeneID	28988
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 131-430 des humanen DBNL (NP_001014436.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJU6
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku