

Anti-Dbp-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q10586

Artikelnummer: CM0017264

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DBP (D-Stellen-bindendes Protein) für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Erkennt einen nukleären Transkriptionsfaktor mit einer Größe von 34 kDa, der an der Regulation des zirkadianen Rhythmus beteiligt ist. Für Forschungszwecke geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DBP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DABP; taxREB302; DBP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1628
Gen-ID	1628
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-325 des humanen DBP (NP_001343.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q10586
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku