


Anti-Dbt-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip - P11182

Artikelnummer: CM0007620



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen DBT (Branched-Chain Alpha-Keto Acid Dehydrogenase Complex E2). Validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA mit Kreuzreaktivität für Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für mitochondriale Forschung und MSUD-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KD Validated] DBT Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; [KD Validated] DBT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1629
Gen-ID	1629
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 62-247 von DBT (NP_001909.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11182
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel