


## Anti-Dbt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11182

Artikelnummer: CM0022384



### Einführung

Kaninchen anti-DBT pAk für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf BCKDH E2-Komponente; nützlich für die Forschung zum Abbau verzweigter Aminosäuren und MSUD. P11182.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DBT Kaninchen pAk                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; DBT                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| Gen-ID            | 1629                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 11-247 von menschlichem DBT (NP_001909.3) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS             | P11182                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 53kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |