


Anti-Dc-Signr/Cd299 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9H2X3

Artikelnummer: CM0006285



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes DC-SIGNR/CD299 (CLEC4M, L-SIGN). Validiert für WB, IF/ICC, FC, ELISA. Erkennt eine Bande von ~24-45 kDa. Pathogen-Erkennungsrezeptor, das am Eintritt von Viren beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DC-SIGNR/CD299 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CD299/DC-SIGNR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10332
Gen-ID	10332
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 71-399 von humanem DC-SIGNR/CD299 (NP_055072.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H2X3
Proteingewicht	24-45KDa
Versand	Eisbeutel