

Anti-Dcaf12 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5T6F0

Artikelnummer: CM0019974



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DCAF12 (DDB1- und CUL4-assoziiierter Faktor 12), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-DCAF12, geeignet für die Ubiquitinierungs- und Autophagieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCAF12 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CT102; TCC52; WDR40A; KIAA1892; DCAF12
Spezies	Human
GeneID (human)	25853
GeneID	25853
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-85 des humanen DCAF12 (NP_056212.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q5T6F0
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku