


Anti-Dcaf13 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nv06

Artikelnummer: CM0013503



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DCAF13, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen (aa 298-597). Geeignet für Ribosomenbiogenese-, Ubiquitinierungs- und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCAF13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GM83; Sof1; WDSOF1; HSPC064; DCAF13
Spezies	Human
GeneID (Human)	25879
GeneID	25879
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 298-597 von humanem DCAF13 enthält (NP_056235.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NV06
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel