

Anti-Dcaf17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5H9S7

Artikelnummer: CM0022974

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DCAF17 (C2orf37, C20orf37), ein Substratrezeptor für die CUL4-DDB1 E3-Ubiquitin-Ligase. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Ubiquitinierungs- und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCAF17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C2orf37; C20orf37; DCAF17
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80067
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 235-335 von menschlichem DCAF17 (NP_079276.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q5H9S7
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel