

Anti-Dcaf7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61962

Artikelnummer: CM0028889

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes DCAF7 (DDB1- und CUL4-assoziiierter Faktor 7). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Entwicklungsbiologie und Ubiquitin-Ligase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCAF7 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	AN11, HAN11, WDR68, SWAN-1, DCAF7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10238
GenID	10238
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein enthaltend die Aminosäuren 1-342 des humanen DCAF7 (NP_005819.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61962
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eispackung