

Anti-Dcaf7 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P61962

Artikelnummer: CM0011292

Einführung

Hochspezifischer Anti-DCAF7 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-DCAF7. Ideal für Forschung zur kraniofazialen Entwicklung und dem Ubiquitin-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCAF7 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10238
GenID	10238
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem DCAF7 (P61962) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61962
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel