

Anti-Dcaf7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61962

Artikelnummer: CM0017790

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DCAF7, auch bekannt als WDR68, zur Verwendung in Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Validiert in Human- und Mausproben. 39kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DCAF7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10238
GeneID	10238
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-342 von humanem DCAF7 (NP_005819.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P61962
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche