

Anti-Dcamkl1/Dclk1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - O15075

Artikelnummer: CM0029405



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für DCAMKL1/DCLK1 (Aminosäuren 590-740). Validiert für WB, IF-P und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Nur für Forschungszwecke zur Untersuchung der neuronalen Migration und Kinas-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCAMKL1/DCLK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9201
GenID	9201
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 590-740 von DCAMKL1/DCLK1 entspricht (NP_001317000.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15075
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel