

Anti-Dcdc2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uhg0

Artikelnummer: CM0019674



Einführung

DCDC2 Kaninchen-pAb, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Entwickelt für die Forschung zu Wnt-Signalweg, neuronaler Migration und Ciliogenese in den Neurowissenschaften und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCDC2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NSC; RU2; RU2S; DCDC2A; DFNB66; NPHP19; DCDC2
Spezies	Mensch
Gen-ID	51473
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von menschlichem DCDC2 (NP_001182539) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHG0
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel