


Anti-Dck Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27707

Artikelnummer: CM0007635



Einführung

Präziser Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes DCK (Deoxycytidin-Kinase), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Essentiell für die Forschung zur Phosphorylierung von Nukleosidanaloga.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] DCK Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DCK; [KD Validated] DCK
Spezies	Human
GeneID (Human)	1633
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 des humanen DCK (NP_000779.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27707
Protein-Gewicht	31kDa
Versand	Eistasche