


Anti-Dck Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27707

Artikelnummer: CM0023671



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliche Desoxycytidinkinase (DCK) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Validiert für Proben von Mensch, Maus und Ratte; ideal für Studien zur Aktivierung von Krebs- und antiviralen Medikamenten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DCK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1633
GenID	1633
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 der menschlichen DCK (NP_000779.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27707
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel