


Anti-Dcp1A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Npi6

Artikelnummer: CM0011237



Einführung

Hochwertiger Anti-DCP1A Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Forschung zu mRNA-Decapping und Nonsense-vermittelter mRNA-Decay.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCP1A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SMIF, SMAD4IP1, HSA275986, Nbla00360, DCP1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55802
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 483-582 von menschlichem DCP1A (Q9NPI6) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NPI6
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel