


Anti-Dcp1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Npi6

Artikelnummer: CM0029338



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes DCP1A (SMIF), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von mRNA-Abbau und TGF-beta-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCP1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMIF; SMAD4IP1; HSA275986; Nbla00360; DCP1A
Spezies	Human
GeneID (Human)	55802
GeneID	55802
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 303-582 von humanem DCP1A (NP_060873.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPI6
Protein-Gewicht	63kDa
Versand	Eistasche