

Anti-Dcp1B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Izd4

Artikelnummer: CM0019266

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DCP1B, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Ratte. Ideal für die Untersuchung von mRNA-Decapping-Mechanismen und Nonsense-vermitteltem Zerfall (NMD).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCP1B Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	DCP1; DCP1B
Spezies	Human
GeneID (Human)	196513
GeneID	196513
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 386-617 des humanen DCP1B (NP_689853.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q8IZD4
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel