


Anti-Dcp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8lu60

Artikelnummer: CM0029779



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DCP2 (NUDT20), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. DCP2 ist ein mRNA-Entkappungsenzym, das am mRNA-Umsatz und der nonsense-vermittelten Degradation beteiligt ist. Ideal für die Untersuchung der posttranskriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCP2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NUDT20; DCP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	167227
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-240 von humanem DCP2 (NP_001229306.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IU60
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel