

Anti-Dcps Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96C86

Artikelnummer: CM0013629



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DCPS (m7GpppX-Diphosphatase). Geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Erkennt eine Bande bei ca. 39 kDa. Unverzichtbar für die Erforschung des mRNA-Abbaus und des Spleißens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCPS-Kaninchen-polyklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	ARS; DCS1; HSL1; HINT5; HINT-5; HSPC015; DCPS
Art	Mensch
GeneID	28960
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-270 des humanen DCPS (NP_054745.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96C86
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Ice-Bag