

Anti-Dcr1/Cd263 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14798

Artikelnummer: CM0007522

Einführung

Hochspezifischer kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes DcR1/CD263 (TRAIL-R3, TNFRSF10C), validiert für Western Blot und ELISA. Dieser Decoy-Rezeptor konkurriert um die TRAIL-Bindung, um die Apoptose zu hemmen. Reagiert mit Human, 27kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DcR1/CD263 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR; DcR1 / CD263
Spezies	Human
GenID (Human)	8794
GenID	8794
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 150-230 von humanem DcR1 / CD263 (NP_003832.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14798
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel