

Anti-Dcr1/Cd263 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - O14798

Artikelnummer: CM0005773

Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes DcR1/CD263 (TNFRSF10C, TRAIL-R3) für WB, IHC-P, FC und ELISA Anwendungen. Ideal für Apoptose- und TRAIL-Signalwegsforschung. Zuverlässiges Rohmaterial für die IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DcR1/CD263 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; TNF-Rezeptor-Superfamilie-Mitglied 10c; DcR1/CD263
Spezies	Human
GeneID (Human)	8794
GeneID	8794
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 26-235 von humanem DcR1/CD263 (NP_003832.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14798
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eistasche