

Anti-Dcr2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubn6

Artikelnummer: CM0009570

Einführung

Hochwertiger Anti-DCR2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der TRAIL-Rezeptor-Signalisierung und Apoptose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCR2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Spezies	Mensch
Gen-ID	8793
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 287-386 von menschlichem DCR2 (Q9UBN6) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBN6
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel