

Anti-Dct Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40126

Artikelnummer: CM0017108



Einführung

Anti-DCT Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Spezifisch für menschliches und murines DCT (TRP-2), ein 59 kDa melanogenes Enzym, das an der Melanin-Biosynthese beteiligt ist. Ideal für Pigmentierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OCA8; TRP-2; TYRP2; DCT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1638
GenID	1638
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-350 von menschlichem DCT (NP_001913.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P40126
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel