

Anti-Dctn2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13561

Artikelnummer: CM0014278



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DCTN2 (Dynactin-Untereinheit 2). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human-, Maus- und Rattenprotein. Geeignet für die Untersuchung des Dynein-vermittelten Transports und der Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCTN2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
Spezies	Human
GeneID (Human)	10540
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 280-401 von humanem DCTN2 (NP_006391.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13561
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eistüte