

Anti-Dctn2-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13561

Artikelnummer: CM0019218



Einführung

Nachweis der Dynactin-Untereinheit 2 (DCTN2/p50-Dynamitin, 44 kDa) in menschlichen und Rattenproben mit diesem polyklonalen Kaninchenantikörper. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Ideal für Studien zum Dynein-vermittelten Transport und zur Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCTN2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10540
GeneID	10540
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 50-320 des menschlichen DCTN2 entsprechende Sequenz enthält (NP_006391.1))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q13561
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku