


Anti-Dctn5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bte1

Artikelnummer: CM0003341



Einführung

DCTN5 Kaninchen mAb, ein monoklonaler Antikörper gegen Dynactin-Untereinheit 5 (p25), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Dynein-Transport- und Kinetochor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCTN5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DCTN5; Dynactin-Untereinheit 5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84516
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-182 von humanem DCTN5 (Q9BTE1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BTE1
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eistasche