


Anti-Ddah1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O94760

Artikelnummer: CM0004242



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes DDAH1, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt DDAH1 in humanen und Rattenproben. Essenziell für Studien zur Stickoxidregulation und Dimethylarginin-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDAH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DDAH; DDAHI; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23576
Gen-ID	23576
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 186-285 von humanem DDAH1 (O94760) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	O94760
Protein-Gewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel