

Anti-Ddah2 Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95865

Artikelnummer: CM0025767

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes DDAH2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt die Erforschung der Rolle von DDAH2 in Gefäßbiologie, Insulinsekretion und mitochondriale Spaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDAH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23564
Gen-ID	23564
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-285 von humanem DDAH2 (NP_039268.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95865
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eispackung