

Anti-Ddb1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16531

Artikelnummer: CM0027317



Einführung

Anti-DDB1-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes DDB1 (127 kDa). Verwendet für die DNA-Reparatur- und Ubiquitinierungsforschung über UV-DDB- und DCX-Komplexe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1642
Gen-ID	1642
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 741-1140 von menschlichem DDB1 (NP_001914.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16531
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Eisbeutel