

Anti-Ddb1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16531

Artikelnummer: CM0004180



Einführung

DDB1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Nützlich für die Untersuchung der DNA-Reparatur (NER-Weg) und des Ubiquitin-Proteasom-Systems. Spezifisches Peptid-Immunogen. 127 kDa. SWISS Q16531.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDB1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1642
GenID	1642
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1041-1140 von humanem DDB1 (NP_001914.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16531
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Eisbeutel