

Anti-Ddb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16531

Artikelnummer: CM0025059



Einführung

DDB1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper für die Forschung zu DNA-Schadensreparatur und Ubiquitinierung. Validiert in WB, IHC-P, IP, ELISA mit Reaktivität gegen Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung des UV-DDB-Komplexes und DCX-E3-Ligasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDB1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Spezies	Human
GenID (Human)	1642
GenID	1642
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1000-1140 von humanem DDB1 (NP_001914.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16531
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Eisbeutel