


Anti-Ddb2 Poliklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q92466

Artikelnummer: CM0019031



Einführung

DDB2 Kaninchen-poliklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC und ELISA in menschlichen Proben. Zielt auf die DNA-Schadensbindungsprotein 2 (UV-DDB2), einen Schlüsselfaktor der Nukleotid-Exzisionsreparatur. Ideal für Forschung zu DNA-Schädigung und -Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDB2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Spezies	Mensch
GenID	1643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, entsprechend den Aminosäuren 1-315 von menschlichem DDB2 (NP_000098.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92466
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel