


Anti-Ddb2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92466

Artikelnummer: CM0003355



Einführung

Dieser kaninchen monoklonale Antikörper gegen menschliches DDB2 (DNA-Schaden-Bindeprotein 2, SWISS: Q92466) ist für Western Blot und ELISA validiert. Er erkennt einen zentralen Faktor der Nukleotid-Excisionsreparatur und E3-Ligaseadapter und unterstützt die Forschung auf dem Gebiet der genomischen Integrität und des Krebses.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDB2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	1643
GenelD	1643
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92466
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel