


Anti-Ddb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92466

Artikelnummer: CM0024011



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DDB2 (DNA damage-binding protein 2), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für DNA-Reparaturforschung in humanen, murinen und rattigen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	XPE; DDBB; UV-DDB2; DDB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1643
GenID	1643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-315 von humanem DDB2 (NP_000098.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92466
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel