


Anti-Ddc Poliklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20711

Artikelnummer: CM0028412



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes DDC, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Biosynthese von Katecholaminen und Serotonin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AADC; DDC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1644
GenID	1644
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-137 von humanem DDC (NP_000781.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20711
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel