

Anti-Ddit3/Chop Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35638

Artikelnummer: CM0003720

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DDIT3/CHOP (DNA damage-inducible transcript 3). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 19 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDIT3/CHOP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1649
GenID	1649
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem DDIT3/CHOP (NP_004074.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35638
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel