

Anti-Ddit3/Chop Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35638

Artikelnummer: CM0004576

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes DDIT3/CHOP, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu ER-Stress und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] DDIT3/CHOP Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1649
GenID	1649
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem DDIT3/CHOP (NP_004074.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35638
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel