

Anti-DDIT3/Chop Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35638

Artikelnummer: CM0014939

Einführung

Der DDIT3/CHOP Kaninchen-Polyklonale Antikörper (pAb) zielt auf den 19kDa ER-Stress-Transkriptionsfaktor ab. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Apoptose- und Unfolded Protein Response-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDIT3/CHOP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Spezies	Human
GeneID (Human)	1649
GeneID	1649
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-169 von humanem DDIT3/CHOP (NP_004074.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35638
Protein-Gewicht	19kDa
Versand	Eistasche