

Anti-DDIT3/Chop Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Ip, Elisa - P35638

Artikelnummer: CM0015894

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DDIT3/CHOP (CHOP10, GADD153). Validiert in WB, IHC-P, IP und ELISA mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von ER-Stress, Apoptose und Pfaden der ungefalteten Proteinantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDIT3/CHOP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1649
Gen-ID	1649
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem DDIT3/CHOP entspricht (NP_004074.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P35638
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel