

Anti-DDost Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P39656

Artikelnummer: CM0029500



Einführung

DDOST Kaninchen-polyklonaler Antikörper geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten DDOST, eine essentielle OST-Untereinheit für die Protein-N-Glykosylierung. Ideal für die Glykobiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDOST Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OST; WBP1; AGER1; CDG1R; GATD6; OST48; OKSWcl45; DDOST
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1650
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-300 von humanem DDOST (NP_005207.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P39656
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel