

Anti-Ddr1/Mck10/Cd167A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q08345

Artikelnummer: CM0006780



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches DDR1/MCK10/CD167a, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Kollagenrezeptor-Signalwegen, Zellmigration und Tumorinvasionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDR1/MCK10/CD167a Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	780
GenID	780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 21-416 von menschlichem DDR1/MCK10/CD167a (NP_054699.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q08345
Proteingewicht	101kDa
Versand	Eisbeutel