


Anti-Ddr2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16832

Artikelnummer: CM0005378



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Anti-DDR2-Antikörper, validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten-DDR2, eine Kollagen-Rezeptor-Tyrosinkinase, die an Gewebeumbau und Knochenentwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDR2 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
Spezies	Human
GeneID (Human)	4921
GeneID	4921
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 756-855 von humanem DDR2 (Q16832) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16832
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel