


Anti-Ddr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16832

Artikelnummer: CM0012945



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DDR2, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Zielprotein ist an Kollagen-Signalgebung und Gewebeumbau beteiligt; geeignet für die Onkologie- und Knochenentwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DDR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TKT; WRCN; MIG20a; NTRKR3; TYRO10; DDR2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4921
Gen-ID	4921
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 290-400 von humanem DDR2 (NP_001014796.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16832
Protein-Gewicht	97kDa
Versand	Eistasche