


Anti-DDT Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30046

Artikelnummer: CM0027223



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane D-Dopachrom-Decarboxylase (DDT). Validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Melanin-Biosynthese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	D-DT; DDCT; MIF2; MIF-2; DDT
Spezies	Human
GeneID (Human)	1652
GeneID	1652
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-118 des humanen DDT (NP_001346.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30046
Protein-Gewicht	13 kDa
Versand	Eistasche