

Anti-Ddx1 Polyklonaler Antikörper - Q92499

Artikelnummer: CM0027325



Einführung

Kaninchen polyklonaler DDX1 Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Validiert in Mensch, Maus, Ratte. Erkennt die ATP-abhängige RNA-Helikase DDX1, die an Transkription, RNA-Verarbeitung und antiviraler Abwehr beteiligt ist - Q92499.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1653
GenID	1653
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 441-740 von menschlichem DDX1 (NP_004930.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92499
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel