

Anti-Ddx11 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Fc9

Artikelnummer: CM0029861

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die humane ATP-abhängige DNA-Helikase DDX11, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Forschung in den Bereichen DNA-Replikation, DNA-Reparatur und Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX11 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	CHL1; KRG2; WABS; CHLR1; DDX11
Spezies	Human
GeneID (human)	1663
GeneID	1663
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-220 der humanen DDX11 entspricht (NP_689651.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96FC9
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Eisbeutel